

# DISYUNTOR



## ¿CUANDO?

El momento de realizar un tratamiento de Ortopedia es antes de finalizar el crecimiento.

El paladar, o cielo de la boca, se va expandiendo a medida que el niño crece. Y se compone de dos huesos que se unen en el centro y se fusionan en la pubertad, así que el momento de emplear un expansor dental es antes de que esto ocurra

## ¿Qué es un Disyuntor?

El disyuntor de paladar o expansor es un aparato de ortodoncia que se usa para ampliar el paladar cuando el maxilar superior es demasiado estrecho. El disyuntor de paladar aprovecha la fase del crecimiento para estimular suavemente al paladar a crecer.



## ESTUDIO

Se realizará un estudio detallado para diseñar los aparatos. El paciente podrá personalizarlos a su gusto.

# ¿Cómo FUNCIONA un disyuntor dental?

Un disyuntor dental está formado por dos mitades unidas mediante un tornillo que se gira con una llave especial dos veces al día durante 10 o 15 días. Es normal que en este período de tiempo se genere un gran diastema (espacio de más de medio centímetro) entre los dos incisivos superiores. Este espacio se cerrará solo o con la ayuda de un aparato de ortodoncia. Puede haber sangrado por la nariz, es algo frecuente. Puede suceder que en las primeras activaciones generen bastante dolor que se puede tratar con analgésicos pediátricos como el Dalsy. En la lengua puede aparecer el dibujo del tornillo y los conectores que están en el paladar, es totalmente normal. Dejaremos colocado el disyuntor de 3 a 6 meses para que el hueso se estabilice y se consolide el crecimiento. Es muy importante que no se despegue y se mantenga una correcta higiene. En el momento de retirar el aparato habrá mucha inflamación gingival y sangrado. Cuando lo retiremos es muy probable que salgan también algunos de los molares de leche que estaban pendientes de recambio. El paladar, o cielo de la boca, se va expandiendo a medida que el niño crece. Y se compone de dos huesos que se unen en el centro y se fusionan en la pubertad, así que el momento de emplear un expansor dental es antes de que esto ocurra.



**“La activación es muy fácil de realizar”**

EN EL TORNILLO CENTRAL HAY UN AGUJERITO POR DONDE SE COLOCA LA LLAVE Y ESTÁN DIBUJADAS A AMBOS LADOS UNAS FLECHAS QUE NOS INDICAN EN QUE DIRECCIÓN SE DEBE HACER EL MOVIMIENTO

